

Labor für dermatologische Infektionsdiagnostik
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie
Frauenlobstr. 9-11
80337 München
Telefon: 089/4400 56173
E-Mail: DER.mykologie@med.uni-muenchen.de

Komm. Direktor
Prof. Dr. med. Michael Flaig
Laborleitung
Dr. med. univ. Nina Janjic

Kurzanleitung zur Materialabnahme für die mykologischen Diagnostik mittels MycoTrans®

Hautschuppen

- Rückstände von Salben, Cremes oder Kosmetika vorab **gründlich mit Wasser und Seife entfernen**
- **Schuppen aus dem Randbereich** der Läsion (Übergang zwischen gesunder und befallener Haut) mit einem **stumpfen Skalpell oder scharfen Löffel** direkt auf das geöffnete MycoTrans®-System schaben

Nagelmaterial

- Nagellack vollständig entfernen, falls vorhanden
- Material von verfärbten oder verdickten Nagelarealen, bevorzugt subungual (unter dem Nagel), mit Skalpell oder Fräse feinschuppig abtragen und direkt auf das MycoTrans® geben
- Wichtig: **Knippsbiopsien sind nicht geeignet für Nativdiagnostik, Kultur oder PCR**
– nur für histologische Untersuchungen

Haare

- Befallene Haare zunächst kürzen, dann gezielt mit einer Epilierpinzette auszupfen
- Abgeschnittene Haare sind nicht geeignet – es müssen vollständig epilierte Haarschäfte eingesendet werden

Allgemeine Hinweise

Bitte auf eine **ausreichende Materialmenge** achten: eine **deutlich sichtbare Menge** an Schuppen bzw. epilierten Haaren sollte auf das MycoTrans® aufgebracht werden.

Verpackung des Materials

1. Probenmaterial mittig auf das vollständig geöffnete MycoTrans® plazieren
2. Träger vorsichtig zusammenfalten
3. Schutzfolie abziehen und mit dem integrierten Klebestreifen sicher verschließen
4. MycoTrans® anschließend in die äußere Schutzhülle zurückführen und zukleben

! Hinweis: Probenmaterial niemals direkt in die äußere Schutzhülle geben!

Zusendung an das Labor

1. MycoTrans® bitte deutlich beschriften: Patientenvor- und Nachname, Geburtsdatum, Entnahmestelle
2. Laborüberweisungsschein vollständig ausfüllen, inklusive evtl. Vorbehandlung mit Antimykotika
3. MycoTrans® zusammen mit dem Überweisungsschein in die blaue Versandtüte legen
4. Zeitnah an das Labor senden

Vorstand

Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Markus M. Lerch
(Vorsitz)

Kaufmännischer Direktor:
Markus Zender

Pflegedirektorin
Carolin Werner

Vertreter der Medizinischen Fakultät:
Prof. Dr. Thomas Gudermann
(Dekan)

Institutionskennzeichen:
260 914 050

Umsatzsteuer-ID:
DE813536017

Das Klinikum der Universität
München ist eine Anstalt des
Öffentlichen Rechts