

Labor für dermatologische Infektionsdiagnostik
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie
Frauenlobstr. 9-11
80337 München
Telefon: 089/4400 56173
E-Mail: DER.mykologie@med.uni-muenchen.de

Komm. Direktor
Prof. Dr. med. Michael Flaig
Laborleitung
Dr. med. univ. Nina Janjic

Kurzanleitung zur Abnahme von STD-Abstrichen mit eSwap

1. **Röhrchen kennzeichnen**
 - Patientennamen und Entnahmestelle deutlich auf dem Röhrchen vermerken
2. **Passendes Abnahmebesteck wählen**
 - Rot: für Oral-, Vaginal-, Genital- und Analabstriche
 - Orange: für Urethraalabstriche
3. **Abstrich durchführen**
 - Entnahmestelle mit dem Tupfer kräftig abstreichen
 - Bei Urethraalabstrichen den Tupfer vorsichtig in die Harnröhre einführen
4. **Tupfer verarbeiten**
 - Tupfer in das Transportröhrchen überführen
 - Stiel an der Perforation abbrechen
 - Röhrchen fest verschließen
5. **Dokumentation beilegen**
 - Pro Abstrich ein vollständig ausgefülltes Antragsformular
 - Zusätzlich ein Labor-Überweisungsschein
6. **Versand vorbereiten**
 - Abstrich in das Versandgefäß geben und sicher verschließen.
 - Versandgefäß zusammen mit den Begleitformularen in den UN3373-Versandkarton legen und den Karton fest verschließen.
 - Zeitnah versenden.

Vorstand

Ärztlicher Direktor:
Prof. Dr. Markus M. Lerch
(Vorsitz)

Kaufmännischer Direktor:
Markus Zender

Pflegedirektorin
Carolin Werner

Vertreter der Medizinischen Fakultät:
Prof. Dr. Thomas Gudermann
(Dekan)

Institutionskennzeichen:
260 914 050

Umsatzsteuer-ID:
DE813536017

Das Klinikum der Universität
München ist eine Anstalt des
Öffentlichen Rechts