

Abklärung antithrombozytärer Antikörper

Versandadresse: Thrombozytenlabor
Abt. f. Transfusionsmedizin, Zelltherapeutika u. Hämostaseologie, LMU Klinikum
Marchioninstr. 15, 81377 München Tel: 089-4400-73710 Fax: -73707, RP 8xxx

Patientendaten bei externen Zusendungen

Bitte bei Zusendung Rechnungsanschrift, Kostenträger, Befundanschrift mit Telefon, Fax, Email angeben. Bei externer Zusendung ohne diese Angaben darf keine Bearbeitung erfolgen! Bitte unbedingt Status zur Verrechnung angeben, wenn nicht gesetzlich versichert und stationär, bitte ankreuzen

- gesetzlich versichert ambulant bitte Überweisungsschein
- gesetzlich versichert stationär
- privat versichert ambulant
- privat versichert stationär

	Name Vorname Geburtsdatum Station Etikett
Nur für externe Zusender: Einwilligungserklärung des Patienten zur elektronischen Übermittlung liegt vor.	
Personifizierte Email-Adresse für den Data-Box-Link	
Nur für externe Zusender:	
Fax-Nummer für Zugangscod zur Data-Box	

Eilige Befunde: Damit eine rasche, Datenschutz konforme Befundrückführung erfolgt, benötigen wir nebenstehende Angaben. Wir versenden den Befund mit einem personifizierten Einmal-Postfach (Data-Box mit Link und Zugangscod). Sie bestätigen mit den nebenstehenden Angaben, dass Ihnen eine Einwilligungserklärung zur Übermittlung Gesundheitsdaten über das Internet des Patienten vorliegt. Ansonsten dürfen wir den Befund nur per Post zusenden. Bei internen Zusendungen finden Sie den Befund immer im „KAS“ unter „Dokumente“

Diagnosen
Therapie
Medikation
und zusätzliche Angaben

Transfusionen nein ja, wann / welche Blutprodukte
Schwangerschaft nein ja, wann / Anzahl

Laborwerte Leuko[G/l] Hb[g/dl] Plt[G/l]

Fragestellung	Untersuchungsmaterial
<input type="checkbox"/> Refraktärzustand bei Thrombozytentransfusion	18-20ml Nativblut (2 Serummonovetten 9ml)
<input type="checkbox"/> Transfusionsreaktion bei Thrombozytentransfusion	18-20ml Nativblut (2 Serummonovetten 9ml) Probe des angeschuldigten Thrombozytenkonzentrates
<input type="checkbox"/> Posttransfusionelle Purpura PTP	18-20ml Nativblut (2 Serummonovetten 9ml)
<input type="checkbox"/> Thrombozytopenie beim Neugeborenen 🚨!	Bitte Rücksprache 🚨! Mutter: 18-20ml Nativblut (2 Serummonovetten 9ml), 9-10ml EDTA-Blut (EDTA-Monovette 9ml)
<input type="checkbox"/> ADAMTS 13 Aktivität	2 Citratmonovetten á 2,9ml CAVE: Testbearbeitung nur mit korrekt befüllten Röhrenchen möglich!! HINWEIS: Bearbeitung <u>nur für Nephrologie</u> und nach Rücksprache mit dem Dienstarzt!

Datum, Name, Unterschrift Arzt
(Name/Unterschrift bitte nur vom anfordernden Arzt!)